



Mobilität neu entdecken
Qualitäts-Elektromobile für jede Gelegenheit

Elektromobile für jede Gelegenheit

Inhalt

SANIMED Elektromobile	4
Meyra Cityliner 410+	6
Meyra Cityliner 412	8
Meyra Cityliner 415 / 415XXL	10
Meyra Zubehör	12
Sterling S700	14
Sterling S425	16
Sterling S400	17
Kymco Texel	18
Kymco Agility	19
Kymco Spiekeroog Special	20
Kymco Teuto	21
Mellum	22
Dietz Bechle Carvo	23
Dietz Bechle Varga	24
Dietz Bechle Listo	25
Elektromobile Zubehör	26
Übersicht Elektromobile	28
Praktische Tipps	30
Lieferservice	32
Erstattungsmöglichkeiten	34
Bestellformular	35



Mobilität heißt Lebensqualität

Bleiben Sie mobil und nehmen Sie weiterhin am gewohnten Alltag teil. Ob Einkaufsfahrt, ein Ausflug mit Freunden, ein Stadtbummel oder der Besuch beim Arzt: Mit einem Elektromobil kommen Sie überall hin. Bequem und sicher durch die Fußgängerzone, in den Park oder in die freie Natur – und das so flüsterleise, dass auch die Unterhaltung mit den Sie begleitenden Freunden nicht zu kurz kommt. Mobilität heißt vor allem auch Freiheit!

Ein Elektromobil sichert Ihnen Ihren Aktivitäts-Radius und Ihre Selbständigkeit. Gerade auch dann, wenn es um Ziele geht, die mit dem Auto nicht anzufahren sind bzw. nur zu Fuß erreicht werden können, z. B. Spazierwege, Naturschutzgebiete etc.

Damit Ihre Bewegungsfreiheit auf sicheren Beinen beziehungsweise Rädern steht, beraten wir Sie gerne. Wir wissen, nach welchen Kriterien Sie Ihr Elektromobil auswählen sollten, und ein wichtiges Argument ist dabei mit Sicherheit: Die Qualität. Sie können sich darauf verlassen: Mit einem Elektromobil von SANIMED erwerben Sie ein Qualitätsprodukt auf modernstem technischen Stand. Die Sicherheit fährt mit, die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, und in punkto Komfort haben Sie die Wahl unter vielen für Sie passenden Modellen.

Werfen Sie einmal einen Blick in diese Broschüre und machen Sie sich ein erstes Bild vom SANIMED Elektromobil-Programm. Ihr zukünftiger Mobilitätsgarant wartet auf Sie: zuverlässig, komfortabel, wendig, und nicht zuletzt auch umweltschonend.



SANIMED Elektromobile

Fahrvergnügen dank höchster Qualität

Wir bewegen Menschen

MEYRA®

MEYRA aus dem westfälischen Kalletal steht seit über 80 Jahren für gebündelte Kompetenz, großes Engagement und eine starke Marke im Bereich der Mobilität. **MEYRA** gehört zu den Vorreitern der Elektromobile in Deutschland und entwickelt diese stetig weiter. Die Produkte zeichnen sich durch eine exzellente, hochwertige und langlebige Qualität, robuste Verarbeitung und leistungsstarke Motoren aus. Dabei kommen Design, Funktion und Innovation ebenfalls nicht zu kurz.

Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten der Mobilität mit unseren Premium-Modellen aus dem Hause **MEYRA**. Verzichten Sie dabei nicht auf hochmoderne Technik und Details, die Sie sonst nur aus der Automobilbranche kennen.

Besonders freuen wir uns, Ihnen unsere exklusiven Modelle *Cityliner 410+* und *Cityliner 415 XXL* vorstellen zu dürfen. Diese Modelle sind in enger Abstimmung mit **MEYRA** exklusiv nur für SANIMED-Kunden erhältlich. Der *Cityliner 410+* mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h und leistungsstarkem Motor wird für Sie zu einem zuverlässigen und treuen Begleiter im Alltag. Der *Cityliner 415 XXL* vereint Design und Belastbarkeit für Kunden bis 220 kg Körpergewicht und bewerkstelligt jede Herausforderung mit Leichtigkeit.

Dank zusätzlicher Ausstattungsmöglichkeiten wie Sitzheizung, Windschutz, Tempomat, Gasdrehgriffen und Fußgasbetrieb können Sie Ihr **MEYRA**-Elektromobil wie ein Auto konfigurieren und nach Ihren Vorlieben zusammenstellen. Sie müssen auf Details, die Sie bei Ihrem Auto geschätzt und geliebt haben, nicht verzichten!

MEYRA – Tradition und Qualität aus Deutschland.



Seit mehr als inzwischen drei Jahrzehnten entwickelt die Qualitätsmarke **STERLING** von Sunrise Medical Elektromobile, die im Hinblick auf die Verarbeitungsqualität und die Performance Ihrer Mobilitätshilfe keine Wünsche offen lässt.



Seit mehr als 40 Jahren produziert **KYMCO** Scooter und gehört mittlerweile zu den größten und wichtigsten Herstellern der Welt. Egal ob sportlich, elegant, komfortabel oder vielseitig. **KYMCO** bietet für alle Bedürfnisse das passende Fahrzeug.



VAN OS MEDICAL gehört zu den führenden Anbietern von intelligenten Mobilitätslösungen. Mit dem komfortablen Elektromobil können Sie den Alltag wieder genießen und an der Gesellschaft teilnehmen. **VAN OS MEDICAL** steht dabei insbesondere für Qualität, Vertrauen, Service, Innovation und Kreativität.



Bechle hebt sich durch Innovationen ab, die sich durch ausgefeilte Technik und zugleich einfachste Bedienung auszeichnen. Damit kommt man sicher und bequem durch den Alltag – und ist immer gut unterwegs.



Meyra Cityliner 410+

Einer der meistverkauften Scooter

Der Pionier unter den Elektromobilen mit neuester Technik und in einem neuen Design. Damit ist Ihrer Unternehmungslust keine Grenze gesetzt. Ausgestattet mit einem „flüsterleisen“ Antrieb und einem gefederten Fahrwerk sind auch längere Touren mit dem *Cityliner 410+* ein Vergnügen. Er zeichnet sich durch seine übersichtliche Bedienung und einfache Handhabung aus.

Cityliner 410+

**EXKLUSIV NUR BEI
SANIMED // ERHÄLTlich** !

2.849,- €

Best.-Nr. 437260



MEYRA®

Technische Daten

Cityliner 410+

Breite x Länge	63 x 130 cm
Gewicht	107 kg
Belastbarkeit	130 kg
Batteriekapazität	45Ah
Wenderadius	150 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	10 cm
Motorleistung	400 W
Reichweite	35 km
Geschwindigkeit	12 km/h
Farbe	Schwarz





Anpassung

- /// Lenksäule stufenlos verstellbar
- /// Komfortabler Sitz mit hoher Rückenlehne und Kopfstütze
- /// Sitzhöhen- und Breitenverstellung
- /// Hochschwenkbare Armlehnen
- /// Gefedertes Fahrwerk

Bedienung

- /// Benutzerfreundliches Display
- /// Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung
- /// Kurvengeschwindigkeitsreduktion

Meyra Cityliner
Zubehör auf Seite 12



Meyra Cityliner 412

Wendig und sicher durch die City

Absolut wendig: kompakte Abmessungen mit 120 cm Länge. Der *Cityliner 412* eignet sich ideal für den vielseitigen City-Einsatz im Innen- und Außenbereich – auch beim Einkaufen in Einkaufszentren.



Cityliner 412



3.699,- €

Best.-Nr.

437267 ● (Schwarz)

437265 ● (Polarweiß)

Frontscheibe nicht
in der Standard-
ausführung enthalten.

MEYRA®

Technische Daten

Cityliner 412

Breite x Länge	64 x 120 cm
Gewicht	106 kg
Belastbarkeit	150 kg
Batteriekapazität	43 Ah (5 h)
Wenderadius	150 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	10 cm
Motorleistung	400 W
Reichweite	35 km
Geschwindigkeit	12 km/h
Farbe	Schwarz / Polarweiß



Anpassung

- /// Lenksäulen stufenlos verstellbar
- /// Gefederter Komfort-Sitz mit höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- /// Sitztiefen- und Breitenverstellung
- /// Hochschwenkbare Armlehnen
- /// Gefedertes Fahrwerk

Bedienung

- /// Multifunktionsdisplay in 11 Sprachen
- /// Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung
- /// Kurvengeschwindigkeitsreduzierung
- /// Automatische Fahrlichteinschaltfunktion bei Dunkelheit

Meyra Cityliner
Zubehör auf Seite 12



Meyra Cityliner 415 und 415 XXL***Der bewährte Cityliner***

Mit seiner Länge von 138 cm und seinem starken 650 Watt Motor ist der *Cityliner 415 / 415 XXL* ideal für lange Touren und anspruchsvolle Steigungen. Exklusiver Sitzkomfort, große Beinfreiheit und ein Tempomat garantiert Fahrfreude – auch auf längeren Ausfahrten.

Cityliner 415**4.649,- €**

Best.-Nr. 431496

Frontscheibe nicht
in der Standard-
ausführung enthalten.

MEYRA®**Technische Daten****Cityliner 415****Cityliner 415 XXL**

Breite x Länge	68 x 138 cm	68 x 153 cm
Gewicht	163,5 kg	167 kg
Belastbarkeit	180 kg	220 kg
Batteriekapazität	70Ah (5h)	70Ah (5h)
Wenderadius	170 cm	190 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	10 cm	10 cm
Motorleistung	650 W	650 W
Reichweite	50 km	50 km
Geschwindigkeit	15 km/h	12 km/h
Farbe	Schwarz	Schwarz

Anpassung

- /// Lenksäulen stufenlos verstellbar
- /// Luxussitz mit Staufächern, einstellbarer Lordosenstütze, winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- /// Gefedertes Fahrwerk
- /// Hochschwenkbare Armlehnen mit Staufach

Bedienung

- /// Multifunktionsdisplay in 11 Sprachen
- /// Kurvengeschwindigkeitsreduzierung
- /// Automatische Fahrlichteinschaltfunktion bei Dunkelheit
- /// Handbremse
- /// Tempomat
- /// Optionale Umrüstung auf Fußgas möglich (Aufpreis: 449,- €)

Meyra Cityliner
Zubehör auf Seite 12

Meyra Cityliner 415 XXL



EXKLUSIV NUR BEI
SANIMED // ERHÄLTlich !

Cityliner 415 XXL


5.499,- €

Best.-Nr. 437266

Frontscheibe nicht
in der Standard-
ausführung enthalten



Bis **220 kg** belastbar
Mit größerem Fußraum



Meyra Zubehör

Praktische Helfer für Cityliner

MEYRA[®]



699,- €

Best.-Nr. 5001

Sitzheizung

Gönnen Sie sich mehr Komfort mit einer Sitzheizung für Ihr Elektromobil. Mit einem einfachen Knopfdruck können Sie die wohlige Wärme genießen!

(Auch nachrüstbar)




26,95 €

Best.-Nr. 5002

Klick-Fix Halterung

Mit der Klick-Fix[®] Halterung steht Ihnen umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Wenn Sie bereits Taschen für Ihr Fahrrad haben, können Sie diese nun auch an Ihrem Elektromobil nutzen.

(Preis exklusive Zubehör / Tasche)



99,- €

Best.-Nr. 5003

Gehhilfenhalter

Mit dem praktischen Gehhilfenhalter haben Sie Ihre Gehhilfen immer parat.




109,- €

Best.-Nr. 5004

Frontscheibe

Stabiles und qualitativ hochwertiges Windschild für Ihr Elektromobil. Damit schützen Sie sich vor Wind und schlechtem Wetter.



198,- €

Best.-Nr. 5005

Gasdrehgriff

Anstelle der üblichen Fahrhebelwippe können Sie Ihr Meyra-Elektromobil optional auch mit einem Gasdrehgriff ausstatten lassen. Für links oder rechts erhältlich.

(Für die Modelle CL 412, 415 und 415 XXL)

Preise verstehen sich inkl. Montage bei Neukauf eines Elektromobils.

Meyra Zubehör

Das große Mobilitätspaket

Wir haben für Sie ein attraktives Mobilitätspaket zusammengestellt, mit dem keine weiteren Wünsche offen bleiben. Sie erhalten das Qualitäts-Elektromobil *Cityliner 415* und den Premium-Rollator *Mobilus* von Meyra. Zusätzlich wird vorab die entsprechende Halterung an Ihrem Elektromobil montiert, damit Sie Ihren Rollator immer dabei haben. Um Ihr Elektromobil zusätzlich zu schützen, erhalten Sie außerdem eine Scooter-Garage.

Des Weiteren beinhaltet das Angebot automatisch unseren sorglos Komplettservice. Ihr Elektromobil wird von unseren qualifizierten Fachmitarbeitern ausgeliefert und Sie werden professionell und ausgiebig eingewiesen.



Meyra Cityliner 415
inkl. Frontscheibe




Meyra Mobilus

komplett
5.099,- €
Best.-Nr. 5006

Sie sparen im Paket
über 400,- €

Mobilus-Halter



Scooter-Garage



Lieferservice

sorglos Komplettservice

SERVICEPAKET

2

(siehe Seite 33)

Sterling S700

Luxuriöses Sitzvergnügen bei jeder Fahrt

Eine gute Passform, eine höhenverstellbare Nackenstütze und die serienmäßig vielseitig verstellbaren Armlehnen des S700 vermitteln ein sicheres Gefühl schon vor der Fahrt.

Sterling S700



Mit LED-
Beleuchtung

3.299,- €

Best.-Nr. 436306



Technische Daten

Sterling S700

Breite x Länge	67 x 150 cm
Gewicht	146 kg
Belastbarkeit	160 kg
Batteriekapazität	75Ah
Wenderadius	220 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	10 cm
Motorleistung (Spitzenleistung)	2.700 W
Reichweite	55 km
Geschwindigkeit	15 km/h
Farbe	Grau Metallic



Leistungsstarke und helle Beleuchtung

Mit der leistungsstarken Beleuchtung sind die Elektro-Scooter der S-Serie jederzeit gut sichtbar. Alle Modelle sind mit gut sichtbaren Blinkern, Front- und Schlussleuchten und Bremslichtern ausgestattet.

Intuitive Steuerung

Die einzigartige Konstruktion der Wig-Wag-Steuerung, erlaubt eine einfache Steuerung mit Finger- oder Daumenschalter und sorgt für hohe Sicherheit. Mit dem großen, ergonomisch gestalteten Delta-Lenker inklusive Handablagefläche wird jede Fahrt zu einem Fahrvergnügen.

Aktive Stützräder

Die Stützräder bewegen sich mit, wenn Sie über ein Hindernis fahren und sorgen für eine sichere Fahrt.



Sterling S425

Der kompakte Outdoor-Experte

Das S425 Elektromobil weist alle Funktionen des kleinen Bruders S400 auf, jedoch mit zusätzlicher Leistung! Mit der Kombination aus hellen Lichtern, komfortabler Vollfederung und einer Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h ist der S425 bestens für die Fahrt auf der Straße geeignet.

Sterling S425



Mit LED-
Beleuchtung

2.899,- €
Best.-Nr. 437159



Technische Daten

	Sterling S425	Sterling S400
Breite x Länge	66 x 135 cm	64 x 134 cm
Gewicht	117 kg	109 kg
Belastbarkeit	150 kg	136 kg
Batteriekapazität	55 Ah	38 Ah
Wenderadius	200 cm	190 cm
Überwindbare Bordsteinhöhe	5 cm	5 cm
Motorleistung (Spitzenleistung)	1.200 W	1.000 W
Reichweite	42 km	36 km
Geschwindigkeit	12 km/h	6 km/h
Farbe	Urban Grey Metallic	Silver Hyper Metallic



Sterling S400

Das wendige Stadtmobil

Das S400 Elektromobil mit umfangreichen Funktionen ist sehr wendig und leicht zu steuern, z. B. in Einkaufszentren oder belebten Innenstädten. Mit seiner komfortablen Vollfederung als Standardausstattung wird jede Fahrt zu einem Vergnügen.

Sterling S400



Mit LED-
Beleuchtung

1.899,- €

Best.-Nr. 437160



Kymco Texel

Komfort, Sicherheit und Fahrspaß

Auch auf langen Strecken garantiert das sehr hochwertige Elektromobil *Texel* viel Fahrspaß in einem ansprechenden Design. Das Elektromobil verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ist ein zuverlässiger Garant für Ihre Mobilität. Dank der hohen Belastbarkeit eignet es sich auch bestens für große und schwere Nutzer.

Texel



Als Sonderlackierung in
allen RAL-Farben erhältlich
Aufpreis 690,- €

4.399,- €

Best.-Nr. 437271

Mit LED-
Beleuchtung


Technische Daten**Kymco Texel****Kymco Agility**

Breite x Länge	62 x 149 cm	58 x 130 cm
Gewicht	138 kg	110 kg
Belastbarkeit	220 kg	160 kg
Batteriekapazität	80Ah	50Ah
Wenderadius	213 cm	185 cm
Motorleistung	700 W	550 W
Reichweite	57 km	30 km
Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h
Farbe	Orange	Rot



Kymco Agility

Der kompakte Wegbegleiter

Das Elektromobil *Agility* steht seinem großen Bruder *Texel* in nichts nach. Dank seiner Gesamtlänge von nur 130 cm ist er besonders wendig und passt damit leicht in einen Fahrstuhl. Trotzdem bietet das vollgefederte Elektromobil große Beinfreiheit und lässt auch in Sachen Sicherheit keine Wünsche offen.



Agility

3.999,- €

Best.-Nr. 437293

Kymco Spiekeroo Special**Kompakt mit großem Komfort**

Das Elektromobil *Spiekeroo Special* ist serienmäßig mit einem bequemen Kapitänssitz mit verstellbaren Armlehnen, einem Deltalenker, einem abnehmbaren Einkaufskorb und einer kompletten Lichtanlage ausgerüstet. Hierzu gehört eine Front- und Heckbeleuchtung sowie eine Blinkanlage zur sicheren Fortbewegung im Straßenverkehr. Darüber hinaus besticht der Scooter *Spiekeroo Special* durch einen mit 40 cm sehr großen Fußinnenraum.

Spiekeroo Special

**1.949,- €**

Best.-Nr. 437294



Technische Daten	Kymco Spiekeroo Special	Kymco Teuto
Breite x Länge	59 x 122 cm	56 x 125 cm
Gewicht	85 kg	110 kg
Belastbarkeit	127 kg	160 kg
Batteriekapazität	36Ah	50Ah
Wenderadius	135 cm	156 cm
Motorleistung	350 W	600 W
Reichweite	30 km	40 km
Geschwindigkeit	6 km/h	12 km/h
Farbe	Schwarz	Blau Metallic



Kymco Teuto

Leistungsstark, wendig und ausdauernd

Dank der leistungsstarken Batterien beträgt die Reichweite bis zu 40 km. Fahrspaß pur bietet der *Teuto* aufgrund seines starken Motors, der Vollfederung, der gelungenen Optik und seiner kompakten Maße. Das Elektromobil hat eine geringe Gesamtlänge von 125 cm und erweist sich als leicht manövrierbarer Begleiter.



Teuto

3.099,- €

Best.-Nr. 437270

Mellum

Ein echter Hingucker

Das vollgefederte Elektromobil *Mellum* wird serienmäßig mit einem bequemen Kapitänssitz geliefert. In Kombination mit den großen Reifen und dem leistungsstarken Motor ist Ihnen der Fahrspaß garantiert.

Mellum



3.799,- €

Best.-Nr. 437272



VAN OS MEDICAL

Technische Daten	Mellum	Dietz Bechle Carvo
Breite x Länge	65 x 146 cm	70 x 155 cm
Gewicht	127 kg	114 kg
Belastbarkeit	175 kg	160 kg
Batteriekapazität	50Ah	60Ah
Wenderadius	161 cm	196 cm
Motorleistung	950 W	700 W
Reichweite	30 – 40 km	28 km
Geschwindigkeit	15 km/h	13,5 km/h
Farbe	Türkis	Bronze Metallic



Dietz Bechle Carvo

Der sportliche Allrounder

Der Maxi-Scooter Carvo bietet Ihnen ein beleuchtetes LCD-Multifunktionsdisplay, einen Komfortsitz und sogar sportliche 8-Zoll Alufelgen. Mit seiner hohen Motorleistung erreicht er 13,5 km/h und ermöglicht Ihnen bis zu 28 km lange Spritztouren.



3.899,- €

Best.-Nr. 437292

 **BECHLE®**

Dietz Bechle Varga

Komfortabel unterwegs

Der agile City-Scooter ist ausgestattet mit einem superkomfortablen Fahrwerk, einem innovativen Beleuchtungssystem für höchste Sicherheit und einem serienmäßigen Einkaufskorb. Der Varga erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

Varga

**3.149,- €**

Best.-Nr. 437290

BECHLE**Technische Daten****Dietz Bechle Varga****Dietz Bechle Listo**

Breite x Länge	67 x 130 cm	58 x 107 cm
Gewicht (Leergewicht ohne Batterien)	76 kg	45 kg
Belastbarkeit	140 kg	133 kg
Batteriekapazität	50Ah	22Ah
Wenderadius	98 cm	120 cm
Motorleistung	500 W	400 W
Reichweite	37 km	21 km
Geschwindigkeit	10 km/h	6 km/h
Farbe	Sand Metallic	Frostblau



Dietz Bechle Listo

Zerlegbar, praktisch, klein

Klein sind nur seine Abmessungen und sein Wendekreis. Alles andere ist durchaus groß – vom Komfort bis zur Sicherheit. Selbst die Ausstattung lässt kaum einen Wunsch offen.

Listo

1.899,- €

Best.-Nr. 437289



Rund um das Elektromobil

Praktisches Zubehör



34,95 €

Best.-Nr. 430859

Scooter-Garage

Die praktische Scooter-Garage besteht aus einem wetterfesten Nylonbezug und bietet Schutz vor Nässe und Schmutz. Abmessungen (L x B x H): ca. 145 x 70 x 100 cm.



18,95 €

Best.-Nr. 430858

Armlehentasche

Mit diesen Taschen sind Kleinigkeiten immer zur Hand! Dank des unkomplizierten Klettverschluss-Systems kinderleicht anzubringen.



ab 279,- €

SANIMED Teleskoprampen

- /// Ideal zur Überbrückung von Hindernissen und zum Verladen
- /// Belastbarkeit: max. 250 kg

60 bis 133,5 cm

Best.-Nr. 430820

€ 279,-

90 bis 193,5 cm

Best.-Nr. 430821

€ 349,-

150 bis 313,5 cm

Best.-Nr. 425477

€ 449,-



Unsere Elektromobile im Überblick



SANIMED //

	Meyra Cityliner 410+	Meyra Cityliner 412	Meyra Cityliner 415	Meyra Cityliner 415 XXL	Sterling S700	Sterling S425
Bereich						
Innenbereich						
Stadtbereich	●	●	●	●	●	●
Landbereich			●	●	●	
Reichweite						
Kurz (20 km)						
Mittel (30 km)	●	●				●
Lang (50 km)			●	●	●	
Geschwindigkeit						
6 km/h						
10 – 12 km/h	●	●		●		●
15 km/h			●		●	
Belastbarkeit	130 kg	150 kg	180 kg	220 kg	160 kg	150 kg

MEYRA®

STERLING
WHERE YOU WANT TO BE



Sterling S400	Kymco Texel	Kymco Agility	Kymco Spiekeroog S	Kymco Teuto	Mellum	Dietz Bechle Carvo	Dietz Bechle Varga	Dietz Bechle Listo
								●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●				●	●		
								●
●		●	●	●	●	●	●	
	●							
●			●					●
				●			●	
	●	●			●	13,5 km/h		
136 kg	220 kg	160 kg	127 kg	160 kg	175 kg	160 kg	140 kg	133 kg



Tipps & Hinweise

Führerscheinpflicht für das Elektromobil

Unsere Elektromobile dürfen Sie ohne Führerschein fahren. Mit einem Elektromobil bis zu 6 km/h dürfen Sie nur auf Rad-, Feld- und Gehwegen fahren (nicht auf öffentlichen Straßen). Sie können auch direkt in den Supermarkt /Einkaufszentrum o. ä. fahren. Mit dem Elektromobil mit max. Geschwindigkeiten von 10 km/h – max. 15 km/h dürfen Sie ohne Führerschein auf Straßen und auf Geh- und Radwegen fahren.

Überprüfung des Elektromobils und der Batterien

Die Batterien sind wartungsfrei. SANIMED empfiehlt 2x jährlich eine Überprüfung (Frühjahrs- und Wintercheck) des Elektromobils bei einem Fachhändler. Die Kosten hierfür sind nicht im Kaufpreis enthalten, allerdings erhöht sich durch regelmäßige Inspektionen (wie auch beim Auto) die Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs.

Versicherung des Elektromobils

Die Elektromobile mit einer Geschwindigkeit schneller als 6 km/h sind TÜV-geprüft und für den Straßenverkehr zugelassen. Es muss ein Versicherungskennzeichen (Mofa-Kennzeichen) hinten an Ihrem Elektrofahrzeug angebracht werden. Fragen Sie hierfür bei Ihrer Haftpflichtversicherung nach. Elektromobile bis zu 6 km/h sind von der Versicherungspflicht befreit, können aber bei Ihrem Versicherer mit in die Haftpflicht eingebunden werden.

Garantiezeiten: Elektromobil und Batterien

1. Sie haben zwei Jahre Garantie auf das Elektromobil
2. Hiervon ausgenommen sind Verschleißteile (z. B. Reifen, Schläuche usw.)
3. Bei Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten.



Optimale Pflege & Reinigung

Wie ein Auto, möchte auch ein Elektromobil ab und an gereinigt und geprüft werden, damit es funktionstüchtig bleibt.

Reinigung

Bei der Reinigung und Pflege Ihres Elektromobils sollten Sie in jedem Fall behutsam und vorsichtig vorgehen. Besonders bei dem Einsatz von Wasser sollten Sie darauf achten, dass die Elektronik trocken bleibt. Als erste Orientierung können Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers nutzen.

Putzwasser in der Elektronik kann bei Ihrem Elektromobil zu erheblichem Schaden führen – hier ist daher Vorsicht geboten. Achten Sie bei Ihren Reinigern darauf, dass diese für die unterschiedlichen Materialien angepasst sind. So können lackierte Stellen durch spezielle Polituren besonders gepflegt und geschützt werden. Die Reinigung des Elektromobils ist dabei nicht nur aus optischen Gründen von Bedeutung. Auch die Sicherheit wird mitunter durch die Pflege des Elektromobils beeinflusst. Sie sollten vor Beginn jeder Fahrt prüfen, ob Ihre Blinker und Lichter sauber sind, damit Sie im Straßenverkehr besser gesehen werden. Weitere spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Elektromobils. Wenn Sie dabei Fragen haben sollten, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Pflege der Batterien

Die Batterien gehören bei einem Elektromobil zu den wichtigsten Bestandteilen. Ohne geladene Batterien bewegt sich Ihr Elektromobil nicht von der Stelle. Daher sollten Sie bei der Pflege Ihrer Batterien besonders sorgsam sein. Auch wenn ein Elektromobil einmal länger nicht genutzt wird, kann es für die Batterien von Vorteil sein, ab und an nachgeladen zu werden. Die genauen Bedienungsempfehlungen sollten auch in Sachen Batterien immer der jeweiligen Gebrauchsanweisung entnommen werden, die Sie beim Kauf zusammen mit dem Elektromobil erhalten. Gerne stehen wir Ihnen aber auch nach dem Kauf bei allen Fragen rund um Ihr Elektromobil gerne zur Verfügung.

Verschmutzung möglichst im Voraus vermeiden

Zunächst hört sich dieser Tipp recht banal an. Hier ist aber vor allem der Einsatz unterschiedlicher Schutzbezüge gemeint, die Ihr Elektromobil vor Regenwasser und Schmutz schützen können. Natürlich hängt dies auch von Ihrer individuellen Nutzung ab. Fahren Sie hauptsächlich im Innenraum und steht Ihr Elektromobil immer trocken, ist ein Schutzbezug nicht unbedingt notwendig. Ansonsten ist die Anschaffung eines Schutzbezugs durchaus zu empfehlen. Auch um die Abnutzung der Polster zu vermeiden, können Schutzbezüge verwendet werden.

Service & Lieferung

Geliefert wird das Elektromobil per Spedition zu Ihrem Wunschort. Der Zeitpunkt der Lieferung wird dabei mit Ihnen im Voraus telefonisch vereinbart. Standardmäßig erfolgt die Lieferung „bis zur Bordsteinkante“, d. h. der Transport in die Wohnung oder in das Haus ist von Ihnen zu organisieren. Der Sitz und die Batterien sind eigenständig zu montieren.

Auf Wunsch ([Servicepaket 1](#)) kann das Elektromobil gegen Aufpreis vollständig fahrbereit und aufgebaut abgeladen werden. Zusätzlich kann eine persönliche Auslieferung und Einweisung durch unser geschultes Personal hinzu bestellt werden ([Servicepaket 2](#)). Das Verpackungsmaterial entsorgen wir für Sie.



SANIMED // Servicepakete

zur Selbstmontage

GRUNDPAKET

- /// Lieferung per Spedition bis Bordsteinkante
- /// Auf Einwegpalette
- /// Batterien und Sitz sind eigenständig zu montieren

ohne Aufpreis

vormontiert, fahrbereit

SERVICEPAKET 1

- /// Lieferung per Spedition bis Bordsteinkante
- /// Auf Einwegpalette

- /// fahrbereit vormontiert (Batterien und Sitz sind vom Fachmann montiert)

59,- €

sorglos Komplettservice

SERVICEPAKET 2

- /// Lieferung durch unser Fachpersonal

- /// fahrbereit vormontiert (Batterien und Sitz sind vom Fachmann montiert)

- /// persönliche Auslieferung und Einweisung durch unser Fachpersonal
- /// Entsorgung des Verpackungsmaterials

149,- €

deutschlandweit



Erstattungsmöglichkeiten

Sofern Sie von Ihrem Hausarzt eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung bzw. Verordnung (Rezept) für ein Elektromobil erhalten haben, können wir für Sie die Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse beantragen.

Eine grundlegende Voraussetzung ist hierbei, dass die medizinischen Voraussetzungen für die Notwendigkeit eines Elektromobils vorliegen. Dieses prüft Ihre Krankenkasse in der Regel anhand der ärztlichen Unterlagen oder im Zweifelsfall durch Hinzuziehen eines Gutachters (im Normalfall ist dieses der Medizinische Dienst der Krankenkassen – kurz MDK).

Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, so wird Ihre Krankenkasse eine Versorgung genehmigen. Hierbei haben Sie aber keinen Anspruch auf ein bestimmtes Modell. Je nach Krankenkasse und den gültigen vertraglichen Bestimmungen können auch gebrauchte Modelle aus dem Kasseneigentum eingesetzt werden oder Ihre Krankenkasse leiht sich für die Dauer der medizinischen Notwendigkeit ein Elektromobil bei einem ausgewählten

Leistungserbringer. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Krankenkassen nur verpflichtet sind, die Mobilitätseinschränkung mit einem Hilfsmittel auszugleichen. Dieses entspricht einem Elektromobil mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6 km/h, da diese der Geschwindigkeit eines nicht eingeschränkten, gesunden Fußgängers entspricht.

Sonderzubehör oder Modelle mit höheren Motorisierungen sind nach Prüfung und Entscheidung durch Ihre Krankenkasse möglich. Mehrkosten, die durch Wunschmodelle, Wunschzubehör oder eine höhere Geschwindigkeit anfallen, sind in der Regel als Mehrkostenanteil von Ihnen privat zu tragen. Kosten für Reparaturen können von der Krankenkasse ausgeschlossen werden, insbesondere wenn diese unter Umständen durch eine höhere Geschwindigkeit verursacht oder mitbeeinflusst wurden.

Wir beraten Sie diesbezüglich gerne und prüfen die Erstattungsmöglichkeiten mit Ihrer Krankenkasse bei vorliegender ärztlicher Verordnung. Sprechen Sie uns gerne an.



Bestellung

Kunden-Nr.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Vorwahl/Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Ich bestelle auf Rechnung mit 14 Tagen Rückgaberecht:

Bestell-Nr.	Anzahl	Preis

Inkl. Lieferung per Spedition bis Bordsteinkante. Weitere Serviceleistungen (s. S.33) zubuchbar - bitte ankreuzen.

Servicepaket 1: € 59,- **Servicepaket 2: € 149,-**

Alle Preise inkl. MwSt.. Angebote gültig bis 31.12.2017
Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Datum/Unterschrift

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und senden an:
SANIMED GmbH · Gildestraße 68 · 49479 Ibbenbüren
E-Mail: elektromobile@sanimed.de
Fax: 05451-923300

Einfach telefonisch bestellen!
Tel. 0800-5889148
oder über unseren Onlineshop:
www.leichterlebenshop.de

SANIMED GmbH

Gildestraße 68

49479 Ibbenbüren

Tel.: 0800-5889148

Fax: 05451-923 300

elektromobile@sanimed.de

www.sanimed-elektromobile.de